

INSTRUCCIONES DE AJUSTE/FITTING INSTRUCTIONS

1



Sujete el respirador en la mano como se muestra en el diagrama, con la franja de ajuste de metal hacia el lado opuesto suyo permitiendo que las bandas de la cabeza cuelguen por debajo de su mano.

Hold the respirator in your hand as shown, with the metal strip adjustment to the opposite side allowing his head bands hang below your hand.

2



Ubique el respirador debajo de su mentón con la pieza nasobucal hacia arriba.

Place respirator under your chin with the nosepiece up.

3



Pase la banda elástica inferior alrededor de la nuca debajo de las orejas y repita la misma acción con la banda elástica superior ajustándola en la parte superior de la cabeza.

Pull the under elastic headband around neck below ears and repeat the same action with the upper elastic headband attaching it over the bottom of your head.

4



Usando ambas manos, ajuste cómodamente las bandas del respirador y presione la banda nasal sobre su nariz para mejorar el ajuste del respirador sobre su nariz.

Using both hands, adjust headbands for comfortable fit. Push the nosepiece inward with your fingertips to conform to the shape of your nose.

5



Cubra el respirador con ambas manos, exhale vigorosamente, si el aire se escapa alrededor de la nariz vuelva a ajustar la máscara y su banda nasal, si el aire sale alrededor de los bordes vuelva a ajustar las bandas. Asegurese que no haya escape de aire y se haya obtenido un ajuste satisfactorio. Re ajuste si es necesario.

Cup both hands over the mask, exhale forcefully if air leaks around the nose again to form the metal strip and mask, if the air is placed around the edges of the headbands again. Make sure does not exist air scapes. Re-adjust as necessary.