

# RESPIRATOR FITTING INSTRUCTION/ INSTRUCCIONES DE AJUSTE

84A-5411 Seattle Glove

Precaución: El respirador debe ser ajustado cada vez que se use.

1



## STEP 1

Hold the respirator in hand with the nosepiece at your fingertips, allowing the headbands to hang freely below your hand.

## PASO 1

Sostenga la Mascarilla Respiratoria en la mano con la pieza nasal en las yemas de los dedos, permitiendo que los elásticos para la cabeza cuelguen libremente debajo de su mano.

2



## STEP 2

Press the respirator firmly against your face with the nosepiece on the bridge of your nose.

## PASO 2

Presione la Mascarilla Respiratoria firmemente contra la cara colocando la pieza nasal en el puente de su nariz.

3



## STEP 3

Stretch and position the top band high on the back of the head. Stretch the bottom band over the head and position below your ears.

## PASO 3

Estire y coloque el elástico superior en la parte posterior de la cabeza. Estire el elástico inferior sobre la cabeza y colóquelo debajo de las orejas.

4



## STEP 4

Using both hands, mold nosepiece to the shape of your nose.

## PASO 4

Usando ambas manos, ajuste la pieza nasal conforme a la forma de su nariz.

5



## STEP 5

To test fit: a) Cup both hands over the respirator being careful not to disturb position, and b) inhale vigorously. If air leaks around the edges, reposition the straps or adjust strap tension for better fit.

Please carefully follow these fitting instructions during each use to achieve proper fit.

## PASO 5

Verifique que la Mascarilla Respiratoria encaje bien antes de cada uso. Coloque ambas manos encima de la Mascarilla Respiratoria y exhale. Si siente una fuga de aire alrededor de la nariz o por los bordes, ajuste de nuevo la pieza nasal y/o los elásticos hasta que logre un buen encaje.