

装着方法

FITTING INSTRUCTION

Step 1

ノーズピースを前に、ゴムバンドが下にたれるように持ちます。

Hold the respirator in hand with the nosepiece at your fingertips, allowing the headbands to hang freely below your hand.

**Step 2**

あごをマスクで包むように当てます。

Press the respirator firmly against your face with the nosepiece on the bridge of your nose.

**Step 3**

片手でマスクを押さえ、下のゴムを首のまわりにつけ、上のゴムは頭上後頭部につけてください。

Stretch and position the top band high on the back of the head. Stretch the bottom band over the head and position below your ears.

**Step 4**

ノーズパッドが鼻に密着するように軽く押します。

Using both hands, mold nosepiece to the shape of your nose.

**Step 5**

きちんとマスクが密着しているか確認する為、両手でマスク全体を覆い、息を吐いてください。空気が漏れる場合は再度調整してください。

To test fit, cup both hands over the respirator being careful not to disturb position, and inhale vigorously. If air leaks around the edges, reposition the straps or adjust strap tension for better fit.

**注意**

着用する際は必ずマスクがフィットしているかどうか確認してください。フィットしていない場合はノーズピースとゴムバンドを調整してください。

Caution

The respirator should be fit checked prior to each wearing. If it doesn't fit, adjust nosepiece and headbands.