

1



Sujete el Respirador en la mano como se muestra en el diagrama, con la banda de metal de ajuste hacia el lado opuesto suyo, permitiendo que las bandas de la cabeza cuelguen por debajo de su mano.

*Hold the respirator in hand with the nosepiece at your fingertips, allowing the headbands to hang freely below your hand.*

2



Tome firmemente el respirador contra su rostro ubicando la pieza naso bucal sobre su puente nasal.

*Press the respirator firmly against your face with the nosepiece on the bridge for your nose.*

3



Estire la banda superior y colóquela sobre la corona de la cabeza, luego estire y ubique la banda inferior detrás de la cabeza posicionándola por debajo de las orejas.

*Stretch and position the top band high on the back of the head then stretch the bottom band over the head and position below your ears.*

4



Usando ambas manos, ajuste cómodamente las bandas del respirador y presione la banda nasal sobre su nariz para mejorar el ajuste del respirador sobre su nariz.

*Using both hands, adjust headbands for comfortable fit. Push the nosepiece inward with your fingertips to conform to the shape of your nose.*

5



Para realizar prueba de ajuste, a) Cubra el Respirador con ambas manos teniendo cuidado de no modificar la posición del mismo, b) exhale vigorosamente. Si se escapa el aire en los bordes, re ubique nuevamente las bandas o ajuste la tensión de las mismas para conseguir un mejor ajuste del respirador.

*To test fit; a) Cup both hands over the respirator being careful not to disturb position, b) exhale vigorously. If air leaks around the edges, reposition the straps or adjust strap tension for better fit.*

6



Recuerde que seguir cuidadosamente estas instrucciones de ajuste es un paso importante para el uso seguro de su Respirador.

*Remember, careful observance of these fitting instructions is an important step in safe respirator use.*

## Precaución / Caution

El ajuste del Respirador debe ser realizado antes de cada uso.

*The respirator should be fit checked prior to each wearing*