

1740c1


550489 rev L

550489L-1740c1DISP-030609mDR3.pdf

5.25"

1740 N95 Respirator
With Exhalation Valve

1740 N95 Respirator
With Exhalation Valve



LO

84A-160	N95	1730	1740	
84A-161	N95		X	ABCJMNOP

- Protection
 - N-95 Particulate filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply.
- Cautions and Limitations
 - A - Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.
 - B - Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
 - C - Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
 - J - Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
 - M - All approved respirators shall be selected, fitted, used and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations.
 - N - Never substitute, modify, add or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
 - O - Refer to user instructions and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of the respirators.
 - P - NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER
 Manufacturer warrants this product to be free from defects in material and workmanship. In the event that this product proves upon inspection to contain defects in material or workmanship, Manufacturer undertakes, at its option, to replace any portion proving defective or to refund to the Buyer the purchase price paid by Buyer for this product. This warranty and Buyer's remedy of replacement or refund constitute the Manufacturer's exclusive warranty and the Buyer's sole remedy, in lieu of all other warranties expressed or implied. Except as provided above, Manufacturer shall not be liable for any loss or damage, whether direct, consequential, or incidental occasioned by the sale, use or misuse of this product, other than death or personal injury directly resulting from Manufacturer's negligence. Buyer shall determine the suitability of this product for its intended use and except provided above, assumes all risks and liability in connection therewith.

LOUIS M. GERSON CO., INC.
 Middleboro, MA 02346 U.S.A.
 © 2009 All Rights Reserved. Made in U.S.A.
 550489 rev L
 www.GersonCo.com



WARNINGS

Read and understand before use.

- A properly selected respirator is essential to protect your health. Before using this or any product consult an Industrial Hygienist or Occupational Safety Professional to determine its suitability for your intended use.
- This product will not protect against gases or vapors. Do not use in spray paint operations.
- Do not use in or around sand blasting.
- Do not use for protection against asbestos.
- This product does not supply oxygen. Use this respirator in a well ventilated area containing sufficient oxygen to support life.
- Do not use when concentrations of contaminants are unknown or immediately dangerous to life.
- Leave work area immediately if:
 - a) breathing becomes difficult, or
 - b) dizziness or other signs of distress occur.
- If user has any illness or disorders, consult a licensed medical doctor to determine suitability of use.
- Facial hair and certain facial characteristics may prohibit effective use of this product.
- Use only in accordance with instructions, labels and limitations relating to this product.
- Do not alter or modify this product in any way.
- Follow the manufacturer's instructions for fitting the respirator to the face.
- Filtering facepieces are to be inspected prior to each use to assure there are no holes in the breathing zone and that no damage has occurred.

ADVERTENCIAS

Lea y comprenda antes del uso.

- Para la protección de su salud es esencial que el respirador sea seleccionado correctamente. Antes de usar este o cualquier otro producto consulte a un Higienista Industrial o a un Profesional de Seguridad en el Empleo, para determinar si es adecuado para el uso. No lo use en operaciones de pintura con pistola rociadora.
- No use este respirador durante o alrededor de la aspersión con arena.
- No es apto como protección contra el amianto.
- Este producto no suministra oxígeno. Use este respirador solo en ambientes bien ventilados y con oxígeno suficiente para el sostenimiento del organismo humano.
- No debe ser usado cuando la concentración de los contaminantes es desconocida o cuando se halla en valores demasiado cercanos a los que son peligrosos para la vida.
- Abandone de inmediato el área de trabajo si:
 - a) la respiración se torna difícil, o
 - b) si se presentan mareos o cualquier otro signo de indisposición.
- Si el usuario tiene una enfermedad o dolencia cualquiera consulte a un doctor en medicina licenciado para determinar si es adecuado para el uso.
- Pelos en la cara y algunas características de la cara pueden impedir el uso eficaz de este producto.
- Use solamente en conformidad con las instrucciones, rótulos y limitaciones relacionadas con este producto.
- Este producto no debiera ser alterado o modificado de ninguna forma.
- Siga las instrucciones del fabricante para la adaptación del respirador a la cara.
- Las mascarillas filtrantes deben ser inspeccionadas antes de cada uso, para asegurar que no existan agujeros en la zona de respiración, y que no haya ocurrido algún tipo de daño.

Cat. No. 081740



1740 N95 Respirator

NIOSH Approved N95 Particulate Respirator with Exhalation Valve



A Cooler More Comfortable Experience



10 CUPPED/NESTED



Respirator Use Instructions:
Instructions d'utilisation du Respirateur:
Instrucciones para el uso de Respiradores:



- Hold the respirator in hand with nosepiece at your fingertips, allowing the headbands to hang freely below your hand.
 - Press the respirator firmly against your face with the nosepiece on the bridge of your nose.
 - Stretch and position the top band high on the back of your head. Stretch the bottom band over the head and position it below your ears.
 - Using both hands, mold the metal nosepiece to the shape of your nose.
 - To test fit:
 - a) Cup both hands over the front of the respirator, being careful not to disturb its position.
 - b) Inhale sharply. If leakage is suspected, adjust position of respirator and/or strap and repeat procedure.
 - Remember, careful observance of these fitting instructions is an important step in safe respirator use.
- Tenir le respirateur dans la paume de la main, pince nasale vers le bout des doigts et les bandes élastiques pendant librement autour de la main.
 - Maintenez fermement le respirateur contre le visage, pince nasale par dessus le nez.
 - Étirer et passer le bande élastique supérieure par dessus la tête jusqu'au dessus des oreilles. Étirer et passer la bande inférieure jusqu'en dessous des oreilles.
 - À l'aide des 2 mains, modeler la pièce métallique pour qu'elle preme la forme du nez.
 - Pour vérifier l'étanchéité:
 - a) Assemblez vos deux mains en coupe au dessus du respirateur, en s'assurant de minimiser son déplacement.
 - b) Tenez le respirateur et inhalez vigoureusement. Si l'air s'échappe par les côtés, réajuster les bandes élastiques.
 - Rappelez vous que suivre précieusement les instructions d'ajustement est essentiel à l'utilisation en toute sécurité du respirateur.
- Coloque el respirator en la mano con la parte que cubre la nariz hacia los dedos, y dejando que los elásticos de ajuste cuelguen sueltos por debajo de su mano.
 - Coloque el respirator firmemente contra su cara, con la parte que cubre su nariz a poyada contra su tabique nasal.
 - Coloque el elástico superior de ajuste sobre la parte posterior y superior de la cabeza. Pase el elástico inferior por encima de la cabeza y ajústelo por debajo de sus orejas.
 - Use ambas manos para ajustar la banda metálica al tamaño de su nariz.
 - Para hacer la prueba del calce:
 - a) Ponga ambas manos sobre el respirator, teniendo cuidado de no disturbar su posición.
 - b) Inhale rápidamente. Si sospecha que existe una pérdida, ajuste la posición del respirator y/o la cinta y vuelva a repetir el proceso.
 - Recuerde que la observación cuidadosa de estas instrucciones es un importante paso para el uso seguro del respirator.

NOTE: Before issuing any respirator to be worn, a face fit test must be performed. See OSHA regulations 1910.134.

6.50"