

READ WARNING PANEL BEFORE USE
LIRE LE TABLEAU DE MISES EN GARDE AVANT L'UTILISATION
LEA EL PANEL DE ADVERTENCIAS ANTES DE USAR



N95 (95% Efficient Protection Against Certain Non-Oil Particulates)
N95 (Protection efficace à 95 % contre certains particules non huileuses)
N95 (Protección 95% Eficiente Contra Ciertos Elementos Particulados Que No Sean de Petróleo)

COMFORT EASE N95
CONE SHAPED - FLAT FOLD DISPOSABLE RESPIRATOR
MASQUE RESPIRATOIRE JETABLE PLIABLE EN FORME DE CÔNE
MÁSCARA RESPIRATORIA DESECHABLE CON FORMA DE CONO - PLEGADO PLANO

N95 RESPIRATOR

This respirator provides a minimum 95% efficiency against certain non-oil particulate aerosols. Further information can be obtained from Dentec Safety Specialists Corp. Toll Free at 1-888-533-6832.

WARNINGS:

1. Wearer must read fitting instructions and use limitations before use.
2. The respirator does not protect against the risk of contracting disease or infection.
3. Before occupational use of this respirator a written respiratory protection program must be implemented meeting all the local government requirements. In the United States employers must comply with OSHA 29 CFR 1910.134 which includes medical evaluation, training, and fit testing.

FITTING INSTRUCTIONS



1. Hold the respirator in hand with the nosepiece at your fingertips, allowing the headbands to hang freely below your hand.



2. Press the respirator firmly against your face with the nosepiece on the bridge of your nose.



3. Stretch and position the top band high on the back of the head. Stretch the bottom band over the head and position below your ears.



4. Using both hands, mold nosepiece to the shape of your nose.



5. To test fit:
a) Cup both hands over the respirator being careful not to disturb position, and
b) inhale vigorously. If air leaks around the edges, reposition the straps or adjust strap tension for a better fit.

Caution: The respirator should be fit checked prior to each wearing.



Foldable cup shape, easy to carry.



See Matrix For Specific Approvals

AD5N95B20



Non-medical use

RESPIRADOR N95

Este respirador provee una eficiencia mínima de un 95% contra ciertos partículas de un roceador o aerosol no aceitosas. Mayor información puede ser obtenida desde Dentec Safety Specialists Corp., o llame gratis al 1-888-533-6832.

ADVERTENCIAS:

1. El usuario de la máscara deberá leer las instrucciones de uso y sus limitaciones antes de usar.
2. Este respirador o máscara no protege contra el riesgo de contra el una enfermedad o d'infección.
3. Antes de usar este respirador, debe llevar a cabo un programa de protección respiratoria por escrito cumpliendo con todos los requisitos de OSHA 29 CFR 1910.134, tales como la información, colocación, evaluación médica y las normas de sustancias específicas de la OSHA.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN



1. Sostenga el respirador en la mano con la pieza nasal en la punta de los dedos, permitiendo que las cintas para la cabeza cuelguen libremente debajo de su mano.



2. Presione el respirador firmemente contra su cara con la pieza nasal en el puente de la nariz.



3. Estire y coloque la banda superior en la parte superior de la cabeza. Estire la banda inferior sobre la cabeza y colóquela debajo de las orejas.
4. Con ambas manos, moldee la boquilla a la forma de su nariz.
5. Para probar el ajuste:
a) Coloque ambas manos sobre el respirador con cuidado de no alterar la posición y
b) inhale vigorosamente. Si hay fugas de aire por los bordes, vuelva a colocar as correas o ajuste la tensión de la correa para un mejor ajuste.

Precaución: El respirador debe comprobarse antes de cada uso.



Forma de copa plegable, fácil de llevar.



8101 Lenexa Drive Lenexa, Kansas 66214
888-533-6832 Fax 888-953-9946
www.dentecsafety.com

Made In China - Fait en Chine - Hecho En China

Usa no médico

150mm x 130mm x 175mm

COMFORT EASE N95

CONE SHAPED - FLAT FOLD DISPOSABLE RESPIRATOR
MASQUE RESPIRATOIRE JETABLE PLIABLE EN FORME DE CÔNE
MÁSCARA RESPIRATORIA DESECHABLE CON FORMA DE CONO - PLEGADO PLANO

N95 (95% Efficient Protection Against Certain Non-Oil Particulates)
N95 (Protection efficace à 95 % contre certains particules non huileuses)
N95 (Protección 95% Eficiente Contra Ciertos Elementos Particulados Que No Sean de Petróleo)



AD5N95
20 Respirators
Respirateurs 20
20 Respiradores



LATEX FREE
SANS LATEX
SIN LÁTEX

PROTECTION RESPIRATOIRE N95

Cette protection respiratoire fourni une efficacité maximum de 95% contre certains particules n'émettant pas d'huile. Pour de plus amples informations, appelez Dentec Safety Specialists Corp., ou le numéro gratuit à 1-888-533-6832.

ATTENTION :

1. L'utilisateur doit préalablement lire le mode d'emploi avant utilisation.
2. Cette protection respiratoire ne protège pas contre les risques de maladies ou d'infection.
3. Avant l'utilisation professionnelle de ce respirateur un programme écrit de protection respiratoire doit être mis en œuvre respectant à toutes les exigences du gouvernement local. Aux États-Unis, les employeurs doivent se conformer à la norme OSHA 29 CFR 1910.134 qui comprend une évaluation médicale, la formation et les essais d'ajustement.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE



1. Tenez le respirateur en main avec l'embout nasal à portée de main, ce qui permet aux bandeaux de pendre librement sous votre main.



2. Appuyez fermement le respirateur contre votre visage avec l'embout nasal sur l'arête de votre nez.



3. Étirez et placez la bande supérieure haut à l'arrière de la tête. Étirez la bande inférieure sur la tête et positionnez-la sous vos oreilles.
4. À l'aide des deux mains, façonnez l'embout nasal à la forme de votre nez.
5. Pour tester l'ajustement :
a) Placez les deux mains sur le respirateur en prenant soin de ne pas déranger la position, et
b) inspirez vigoureusement. Si de l'air fuit sur les bords, repositionnez les sangles ou ajustez la tension des sangles pour un meilleur ajustement.

Attention : le respirateur doit être vérifié avant chaque port.



Forme de tasse pliable, facile à transporter.



8101 Lenexa Drive Lenexa, Kansas 66214
888-533-6832 Fax 888-953-9946
www.dentecsafety.com

Made In China - Fait en Chine - Hecho En China

Usage non médical

Voir la matrice pour les approbations spécifiques

LOT NO.