



## ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

*Fitting instructions to be followed each time the respirator is:*

**1** Hold the respirator in your hand, allowing the headbands to hang freely below your hands.

**2** Position the respirator comfortably under your chin and against the bridge of your nose.

**3** Pull the top headband over your head placing it at the crown of your head. Pull the bottom headband over your head and place it below your ears.

**4** USING BOTH HANDS, mold the metal nosepiece to the shape of your nose and cheek area. Using one hand to pinch the nosepiece may cause a bad fit, resulting in lower effective respirator performance.

**5** FIT CHECK: Place both hands completely over the respirator. Inhale sharply. Be careful not to disturb the position of the respirator. A negative pressure (mask tends to collapse) should be felt. If not, or if air leaks around the edges of the respirator and headbands for a better fit. If unable to adequately seal filter with hands, obtain the optional respirator fit check cup to perform this test. If you CANNOT achieve a proper fit, DO NOT WEAR THIS MASK.

*This respirator helps to protect against certain particulates. The improper use can cause illness or death. "Before occupational use of this respirator, a written respiratory protection program must be implemented meeting all the local government requirements. In the United States, employers must comply with OSHA 29 CFR 1910.134 which includes medical evaluation, training and fit testing".*

**APROBADO NIOSH - TC84A-8455**

**HECHO EN COLOMBIA POR: KOS PROTECCION S.A.S.**  
**CARRERA 72M # 37B SUR - 26 BOGOTA - COLOMBIA**  
**TELEFONO: +571 4972112 - 300 705 9496**  
**OPERACIONES@KOS.COM.CO - WWW.KOS.COM.CO**

**WWW.KOS.COM.CO**

**KOS**  
 ® PROTECCIÓN S.A.S

## INSTRUCCIONES DE AJUSTE

**Instrucciones de ajuste que deben seguirse cada vez que use el respirador son:**



**1** Sujete el respirador en la mano, dejando que los elásticos de ajuste cuelguen, cubra desde el menton hasta la nariz y sosténgalo firmemente.



**2** Estire la banda de la parte inferior y pásela por detrás de la cabeza hasta llegar a la nuca.



**3** Estire la banda de la parte superior y pásela por detrás de la cabeza hasta llegar a la coronilla.



**4** Usando las dos manos moldee y presione la lamina nasal ubicada sobre el tabique para formar un buen sello facial.

**NOTA:** El usar solamente una mano puede resultar en un desempeño menos efectivo del respirador.



**5** Revise el ajuste cubriendo la parte frontal con ambas manos cuidando no modificar la posición del respirador y exhale con fuerza. Si siente que sale aire alrededor de la nariz, reajuste la lámina metálica como se describe en el punto 4.; si siente la fuga por los bordes, reajuste los elásticos. Repita según sea necesario hasta obtener un ajuste satisfactorio.

**NOTA:** SI NO PUEDE CONSEGUIR UN AJUSTE PERFECTO REEMPLACE EL RESPIRADOR. TIEMPOS DE USO PUEDEN APLICAR.



**PRECAUCIÓN**  
**CAUTION**

Este respirador ayuda a proteger contra ciertas partículas. El uso indebido puede causar enfermedad o muerte. "Antes del uso ocupacional de este respirador, se debe implementar un programa escrito de protección respiratoria que cumpla con todos los requisitos del gobierno local. En los Estados Unidos, los empleadores deben cumplir con OSHA 29 CFR 1910.134, que incluye evaluación médica, capacitación y pruebas de ajuste".

**National Institute for Occupational Safety and Health**  
**NIOSH**